

medinov

99, rue de Gerland

69007 Lyon

Tél: 04 37 28 08 14

www.medinov.fr

siret: 45020836800032

Fournisseur Agréé

N° IDENTIFICATION 69.2.65115.1

➤ Invacare® **Action**®⁴

Le fauteuil de référence

Le fauteuil *Invacare*® **Action**®⁴ vous étonnera par son extrême robustesse, sa rigidité et ses nombreuses possibilités de réglages. Avec de série un double croisillon, des pneumatiques 1" à l'arrière, des roues 6" à l'avant et un dossier inclinable par vérins, ce fauteuil est la référence du marché.



COMPATIBLE



➤ **Robuste et maniable**

Le châssis fermé de l' *Invacare® Action®4* et son double croisillon de série donnent à ce fauteuil une rigidité et une robustesse à toute épreuve. Il se révèle également très maniable avec ses roues arrière 24" x 1" et avant de 6".



➤ **Dossier inclinable par vérins en standard**

Les vérins pneumatiques permettent d'incliner le dossier avec précision pour trouver la meilleure position de confort pour l'utilisateur. Ils réduisent également les efforts nécessaires à l'accompagnateur pour remonter le dossier.