

# medinov

SARL

99, rue de Gerland

69007 Lyon

Tél: 04 37 28 08 14

Fax: 04 72 71 47 90

[www.medinov.fr](http://www.medinov.fr)

N° IDENTIFICATION 69.2.65115.1

siret: 45020836800032

## ➤ Invacare® Accessoires de bain

### ➤ Invacare® **H112 Marina**

**Sécurité et design pour toujours plus de confort**

**1525940**

La nouvelle planche de bain **H112 Marina** a été conçue pour toujours plus de confort lors de la toilette et une grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation qui s'adaptent sur toutes les baignoires pour des **patients allant jusqu'à 150 kg**. Le revêtement de la planche **H112 Marina** est antidérapant avec des perforations pour faciliter l'écoulement de l'eau.



### ➤ Le design au service du confort

Le nouveau design de la planche apporte toujours plus de fonctionnalités pour encore plus de confort : porte-savon, découpe pour pommeau de douche, assise ergonomique.

- Poignée 1525942
- Pied de réglage 1525944
- Vis de fixation pied 1525945
- Patin antidérapant (à l'unité) 11197



### Caractéristiques techniques

	H112	H3000	H3160	9670CE	H190	H100	STEP
Poids (kg)	2,5	11	4,8	5,5	1,7	1,2	1,5
Poids max. utilisateur (kg)	150	120	120	180	130	112	150
Code ACL					7371917	7020566	-
Garantie (ans)	2	2	2	2	2	2	2