

# VENUS 4

115 kg - 6 km/h

Scooter Ultra Léger

- Longueur : 103,5 cm
- Largeur : 49 cm
- Hauteur : 91,5 cm
- Distance sol-plateau : 5,5 cm
- Batteries : 2 x 12V - 12Ah
- Rayon d'action : 16 km\*
- Poids sans batteries/ siège : 14 kg
- Vitesse : 6,4 km/h\*
- Poids autorisé : 115 kg
- Se démonte en : 4 parties
- Puissance : 336 Watt
- Couleur en option : Bleu, Orange, Champagne



Commande dynamique



Guidon complètement pliable



\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes.

\* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%).

**medinov**

99, rue de Gerland

69007 Lyon

Tél: 04 37 28 08 14

[www.medinov.fr](http://www.medinov.fr)

Fournisseur Agréé

N° IDENTIFICATION 69.2.65115.1