



Evilence

- Piètement en U, réalisé en tube de 40 x 40 - Longueur 830 mm.
- Empattement de 360 mm équipé de 4 roulettes dia.50 mm.
- 2 plateaux indépendants, en mélaminé, épaisseur 19 mm, aux angles arrondis avec chants PVC anti-choc, équipé d'une galerie 3 côtés sur le petit plateau et d'une réglette de lecture sur le grand plateau inclinable (par crémaillère 5 positions).
- Dimension :
grand plateau 640 x 460 mm /
petit plateau 440 x 290 mm
- Amplitude de réglage en hauteur :
de 760 mm à 1150 mm
(Hauteur variable assistée, réglable d'une seule main).
- Hauteur d'engagement sous un élément :
103 mm.
- Poids : 16 kg.
- Coloris unique du piètement : Epoxy Gris RAL 7035 lisse.
- Coloris du plateau : Toscan soleil ou Pommier de Honfleur.

medinov

99, rue de Gerland

69007 Lyon

Tél: 04 37 28 08 14

www.medinov.fr

Fournisseur Agréé

N° IDENTIFICATION 69.2.65115.1