



# CATALOGUE Rampes | 2020

L'expert de  
l'accessibilité.



# Sommaire

Toutes nos rampes pour améliorer  
**votre accessibilité !**



# Les rampes d'accès en aluminium

Des rampes d'accès larges ou sous forme de rails en aluminium.

La loi impose pour les espaces publics une pente inférieure à 5% (multiplier par 20 la hauteur à franchir pour connaître la longueur de rampe nécessaire à l'obtention de cette pente de 5%).

Par dérogation, cette pente peut être supérieur. Il est alors toléré une pente de 10% sur une rampe d'une longueur de moins de 2 mètres. Dans ce cas, il est fortement souhaité de mettre en place des paliers horizontaux pour proposer des aires de repos et de sécurité.

Il est obligatoire d'installer une aire de repos tous les 10 mètres de rampe.

## 1) Rampes pliables



### Rampe pliable en aluminium **Éco 720mm**

#### Caractéristiques à partir de 99,00 €

- Rampe pliante conçue pour un stockage et un transport pratiques
- Légère pour une utilisation aisée
- Conforme aux exigences en termes de sécurité



### Rampe pliante transportable (61 à 183 cm)

#### Caractéristiques à partir de 129,90 €

- Facilement transportable grâce à sa poignée sur le côté
- Légère
- Utilisation facile et rapide



### Rampe d'accès valise **Ergo** pliable (61 à 213 cm)

#### Caractéristiques à partir de 145,00 €

- Chasses roues et rebords larges guidant les roues en toute sécurité
- Pratique à transporter et à mettre en place.
- Structure aluminium antidérapante qui procure une certaine légèreté



Rampe large pliable en 2 (40 à 150 cm)

**Caractéristiques** *à partir de 217,00 €*


- Rampes de type monobloc possèdent un revêtement antidérapant et sont pliables en deux
- Dotées chacune d'une poignée, elles permettent une prise en main facile, idéal pour le transport



Rampe portefeuille pliable (92 à 167 cm)

**Caractéristiques** *à partir de 379,00 €*

- Rampe pliable, pour un gain de place
- Surface adhérente
- Matériau durable



Rampe large pliable en 4 (180 à 240 cm)

**Caractéristiques** *à partir de 580,00 €*

- Rampes de type monobloc possèdent un revêtement antidérapant et sont pliables en quatre



Rampe pliante large (150 à 300 cm)

**Caractéristiques** *à partir de 795,00 €*

- Embouts arrondis pour empêcher la rampe de glisser pendant son utilisation
- Poignées améliorées : plus grand confort durant le transport

## 2) Rampes télescopiques



Rampes télescopiques pliantes (213 à 365 cm)

**Caractéristiques** *à partir de 208,00 €*

- Rampes télescopiques pour les petits budgets
- Disponible en plusieurs tailles



Rampes télescopiques modulables (152 à 300 cm)

**Caractéristiques** *à partir de 239,00 €*

- S'adaptent à votre environnement et ne prennent pas de place au moment du rangement



Rampes sur rails télescopiques (100 à 300 cm)

**Caractéristiques** *à partir de 410,00 €*

- Surface antidérapante
- Profil en aluminium anodisé pour augmenter la stabilité et la force, ne nécessite pas d'entretien



Rampe télescopique portefeuille (183 à 305 cm)

**Caractéristiques** à partir de 1146,00 €


- Embouts arrondis pour empêcher la rampe de glisser pendant son utilisation et de supporter des chocs pendant le transport
- Surface antidérapante



Paire de rampes extra-larges **ERGO** (121 à 144 cm)

**Caractéristiques** à partir de 282,60 €

- Manoeuvre facile grâce à ses extrémités effilées
- Structure perforée (simple évacuation de l'eau)



Rampe fixe large (100 à 300 cm)

**Caractéristiques** à partir de 455,00 €

- Surface antidérapante
- Profil en aluminium anodisé pour augmenter la stabilité et la force, ne nécessite pas d'entretien

### 3) Rampes fixes



Rampe d'accès **Premium** (61 à 152 cm)

**Caractéristiques** à partir de 180,00 €

- Facile et rapide à installer
- Surface antidérapante très résistante



Rampes sur rails fixes (50 à 200 cm)

**Caractéristiques** à partir de 260,00 €

- Embouts arrondis pour empêcher la rampe de glisser pendant son utilisation
- Poignées améliorées : plus grand confort durant le transport

### 3) Rampes spécifiques



Trolley sur roues avec rampes (4 à 4,80 m)

**Caractéristiques**

- Mobile grâce à ses roues
- Vous permet de franchir des obstacles de 80 jusqu'à 96 cm de hauteur
- Pliable donc ne prend pas trop de place au moment du rangement

# Les rampes d'accès fibre de verre

Des rampes ultra légères pour un maximum de liberté.

## 1) Rampes fixes



Rampe standard plastique et fibre de verre (91 à 244 cm)

**Caractéristiques** *à partir de 295,00 €*

- En plastiques et renforcées avec de la fibre de verre, ce qui les rend plus résistantes et plus légères
- Habillées d'un revêtement rugueux, elles deviennent antidérapantes

## 2) Rampes pliables



Rampe d'accès fibre de verre ultra légère (70 à 125 cm)

**Caractéristiques** *à partir de 520,00 €*

- Stockable dans le dos de son fauteuil pour passer à peu près partout en ville
- Son transport est facilité car elle est ultra légère
- Facile à mettre en place
- Une seule main peut suffire



Rampe d'accès fibre de verre ultra légère (165 à 205 cm)

**Caractéristiques** *à partir de 1050,00 €*

- Facilement transportable grâce à sa poignée sur le côté
- Légère
- Utilisation facile et rapide

# Les rampes de seuil

Pour aplanir un seuil, effacer un obstacle de faible hauteur mais difficile à franchir.

## 1) Rampes plastiques



Kit rampes disponibles en 4 tailles différentes

**Caractéristiques** à partir de 66,00 €

- Une rampe d'accès permettant de trouver une solution définitive à vos problèmes d'accessibilité en extérieur ou d'intérieur

## 2) Passages de seuil



Rampe d'accès fibre de verre ultra légère (4 à 60 mm)

**Caractéristiques** à partir de 15,00 €


- Sur sa surface, des crêtes sont disposées en relief afin de la rendre antidérapante
- Cette mini-rampe se colle sur le sol avec un système d'adhésif
- Plus besoin de lever le matériel pour le franchissement



Rampe de seuil en caoutchouc

### Caractéristiques *à partir de 36,00 €*

- Surface antidérapante
- Matière résistante et durable
- Haute qualité



Rampe aluminium passage de seuil

### Caractéristiques *à partir de 196,23 €*

- Pour vous permettre de franchir les seuils de baies vitrées ou tout autre seuil de 8 à 10 cm
- Sa structure résistant à la corrosion vous autorise à l'utiliser aussi bien en intérieur qu'en extérieur



Rampe de passage de seuil porte fenêtre

### Caractéristiques

- La volet rabattable vous permet de fermer votre porte-fenêtre après votre passage sans avoir à manipuler l'ensemble de la rampe.

## 3) Rampes de seuil fibre de verre



Rampe de seuil (7 à 15 cm)

### Caractéristiques *à partir de 198,00 €*

- Cette rampe est composée d'une matière très résistante : la fibre de verre
- Elle possède un revêtement rugueux, pour être antidérapante



Rampe de passage de seuil standard en fibre de verre

### Caractéristiques *535,00 €*

- Matière très résistante.
- Revêtues d'une matière rugueuse, ces rampes deviennent antidérapante

# Les plateformes élévatrices

Les plate-formes permettent aux personnes en fauteuil roulant d'accéder à un niveau supérieur tout en étant simple à utiliser.



Plateforme élévatrice **LPI**

## Caractéristiques

11 037,00 €

- Plateforme élévatrice conçue pour aider les utilisateurs de fauteuils roulant et les personnes à mobilité réduite à franchir des différences de niveaux

Nous joindre

**MEDINOV**  
99 Rue de Gerland  
69007 Lyon

Par téléphone : **04 37 28 08 14**  
Par e-mail : **contact@medinov.fr**

