

# medinov

Spécialiste du Handicap et du Maintien à Domicile

## Le catalogue de l'accessibilité



Contactez nous par téléphone au **04 37 28 08 14**  
ou bien par mail sur **[contact@medinov.fr](mailto:contact@medinov.fr)**

Venez nous rendre visite en magasin :

**Medinov SARL**

**99 rue de Gerland, 69007 Lyon**

Ouvert du lundi au vendredi

**8H30-12H30 13H30-18H30**

## PERMETTRE L'ACCESSIBILITE POUR TOUS

*Medinov, spécialiste du matériel médical, vous propose ce mini catalogue. Sur ce document, vous trouverez toutes nos solutions d'accessibilité et toutes les références de rails, de rampes d'accès et de rampes de seuil ainsi que leur tarif indicatif. L'expertise Medinov vous propose un vaste choix de matériaux (aluminium, PVC ou fibre de verre) et s'adapte à tous les environnements et à toutes les situations.*

*Medinov, l'expertise d'un professionnel du matériel médical à votre service.*

### RAPPELS SUR L'ACCESSIBILITE

- La rampe d'accès doit présenter une pente inférieure ou égale à 5 %.
- Dans les espaces publics, il est toléré une pente supérieure à 5 % : 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres ou 12 % sur une longueur inférieure à 0.50 mètre.
- Sans patient sur le fauteuil, les rampes peuvent présenter une pente supérieure, la sécurité de la manœuvre sera votre critère principal, juste avant l'adhérence des pneumatiques pour les fauteuils électriques.
- Des rails pliants peuvent s'utiliser aussi à cheval sur un seuil de porte.
- Des rails télescopiques peuvent s'utiliser non complètement déployés : utile quand on n'a pas forcément l'espace derrière le véhicule pour décharger un fauteuil.
- Privilégier les rampes larges dès que vous souhaitez embarquer un véhicule à 3 roues (scooter) ou quand vous souhaitez utiliser cette rampe pour le passage d'un fauteuil roulant ou scooter avec son passager pour des raisons de sécurité.
- Choisissez et utilisez ces outils avec bon sens : vérifiez la charge utile acceptable et ne la dépassez sous aucun prétexte !

### ➤ LES RAILS

Il s'agit d'un moyen simple de franchissement des obstacles. Ces rails sont en aluminium, ce qui leur procure une solidité et une durabilité élevées. Ils sont légers et résistants aux intempéries. Il existe des modèles fixes, pliants et télescopiques.

**A partir de 260.00 € TTC**



## ➤ LES RAMPES ALUMINIUM

Les rampes sont des accessoires plus larges que les rails. Plusieurs types de rampes existent : en aluminium, en fibre de verre, rampes de seuil ou encore rampes de grande longueur modulables.

Les rampes en aluminium présentent les avantages de ce matériau : légèreté, solidité et résistance. Elles sont idéales pour les scooters, les fauteuils et les ensembles lourds. Modèles existants : rampe fixe, rampe pliable, rampe télescopique portefeuille, rampe large, rampe antidérapante.



**Rampe fixe large  
(100 - 300 cm) :  
455 € TTC**



**Rampe d'accès fixe  
premium (61 - 152  
cm) : à partir de  
260 € TTC**



**Rampes pliables :  
à partir de 88 €  
TTC**



**Rampe télescopique (183  
- 305 cm) : 1 146 € TTC**



**Trolley sur roues  
(4m) : 4 540 € TTC**

Il existe aussi des rampes antidérapantes pliables en 4 larges (180 à 240 cm)



**A partir de 580 € TTC pour  
une longueur de 180 cm**

[www.medinov.fr](http://www.medinov.fr) ©

## ➤ LES RAMPES EN FIBRE DE VERRE PLIANTES

Elles présentent l'avantage d'être ultra légères tout en présentant une résistance exceptionnelle. Elles sont aussi très pratiques : on peut par exemple les placer au dos de son fauteuil pour passer partout en ville.



**A partir de 520 € TTC**

## ➤ LES RAMPES DE SEUIL EN PLASTIQUE

Elles sont utilisées pour aplanir un seuil ou effacer un obstacle de faible hauteur. On peut ainsi user de rampes en plastique (empilement de plaques plastifiées qui épouse au mieux l'obstacle) ou des plaques de seuil (plaques bombées en aluminium pour recouvrir un seuil). **La réalisation d'une rampe sur-mesure est donc disponible.**



Pour le plastique, différents kits prédéfinis existent pour différentes hauteurs à franchir.



**A partir de 66.00 € TTC**

➤ **LES PASSAGES DE SEUIL EN CAOUTCHOU**

Ces minis rampes de seuils en caoutchouc sont une aide flexible pour l'intérieur comme l'extérieur pour compenser des hauteurs de seuils de 4 mm à 60 mm.

***A partir de 15 € TTC***



➤ **LES RAMPES DE SEUIL EN CAOUTCHOU**


Rampe de seuil fabriquée à partir de caoutchouc recyclé pour une capacité maximale de 1000 kg. Hauteurs disponibles de 2.5 cm à 10 cm  
Largeur de passage de 90 à 110 cm

***A partir de 36.00 € TTC (Verif à faire)***



➤ **LES RAMPES DE SEUIL EN ALUMINIUM**

Des plaques bombées en aluminium pour recouvrir un seuil. Passage de seuil: faites un pont au dessus de vos seuils.



***A partir de 196.23 € TTC***

➤ **NOUVELLES RAMPES ET PLATEFORMES / SCALAMOBIL**

Les plateformes élévatrices permettent aux personnes à mobilité réduite de franchir des différences de niveaux. Elles peuvent monter sur 50 cm et conviennent idéalement aux lieux où l'espace est limité. Le système est silencieux, stable et à vitesse régulière. Selon les modèles, un plateau de commande externe et une télécommande sont disponibles.



**Plateforme LP1 :  
11 037 € TTC**



Le SCALAMOBIL : une solution pour franchir facilement des escaliers avec un fauteuil, en toute sécurité



**SCALAMOBIL S35 :  
6 659 € TTC**

➤ **ACCESSIBILITE A DOMICILE** (sur devis)

Merci de nous contacter pour plus d'informations sur le monte-escalier pour l'établissement d'un devis.

Nos techniciens se rendront chez vous afin de prendre les mesures de votre escalier pour vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins.

**A partir de 7 023.50 € TTC**





## LE MAINTIEN A DOMICILE, C'EST FACILE !

Fauteuils roulants

Lits médicalisés

Déambulateurs

Incontinence



# medinov

Spécialiste du Handicap et du Maintien à Domicile

**Vente & Location**  
de matériel médical

99, rue de Gerland - 69007 Lyon 04.37.28.08.14 [www.medinov.fr](http://www.medinov.fr)

### CONTACTEZ-NOUS

 Medinov SARL, 99 Rue de Gerland 69007 LYON

 Contactez-nous : 04 37 28 08 14

 E-mail : [contact@medinov.fr](mailto:contact@medinov.fr)

### Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi :  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Ouvert le premier samedi du mois :  
de 9h30 à 12 h les autres sur rendez-vous